


Link do produktu: <https://akmed.pl/kula-pachowa-z-przesuwana-rekojescia-p-1239.html>



Kula pachowa z przesuwaną rękojeścią

Numer katalogowy	07/MR
Producent	Mikirad

Opis produktu

Właściwości:

- pojedyncza regulacja wysokości (otwory regulacyjne rozmieszczone co 20mm)
- podpórka pachowa z miękkiego tworzywa
- opcja: podparcie pachowe z gąbki obszytej skórą ekologiczną
- przesuwana rękojeść (regulacja odległości między rękojeścią a podparciem pachy)
- opcja: rękojeść z miękkiego tworzywa, bezstopniowy sposób regulacji górnej części wyrobu
- cztery odblaski
- nasadka/stopka wzmocniona podkładką stalową
- lekkie, anodowane aluminium
- dostępna **w wersji z amortyzatorem**

waga	0,87 kg
masa użytkownika	do 130 kg
odległość od podłoża do rękojeści	min. 72 cm, max. 92 cm
odległość od podłoża do podpórki pachowej	min. 120 cm, max. 140 cm
odległość od rękojeści do podparcia pachowego	min. 30 cm, max. 48 cm

Zastosowanie:

- Kula pachowa z przesuwaną rękojeścią dla osób niepełnosprawnych, które mogą podierać się kończynami dolnymi lub ich protezami,
- wskazane przy braku lub znacznej niesprawności jednej kończyny dolnej, szczególnie dla osób z osłabionymi kończynami górnymi,
- pomocniczo: w przypadku schorzeń urazowo-ortopedycznych kończyn dolnych,
- po zabiegach chirurgicznych ze wskazaniem do odciążania chorej kończyny,
- zaawansowane zmiany chorobowe lub zmiany chorobowe obustronne wymagają stosowania dwóch kul pachowych.