

Link do produktu: <https://akmed.pl/kula-pachowa-z-wysuwany-podparciem-pachowym-p-1240.html>



## Kula pachowa z wysuwany podparciem pachowym

Numer katalogowy	<b>06/MR</b>
Producent	<b>Mikirad</b>

### Opis produktu

#### Właściwości:

- podwójna regulacja wysokości (otwory regulacyjne rozmieszczone co 20mm),
- opcja: bezstopniowy (płynny) sposób regulacji górnej części wyrobu,
- podpórka pachowa z miękkiego tworzywa,
- opcja: podparcie pachowe z gąbki obszytej skórą ekologiczną,
- wysuwane podparcie pachowe,
- cztery odblaski,
- nasadka/stopka wzmocniona podkładką stalową,
- lekkie, anodowane aluminium,
- dostępna w wersji z amortyzatorem

waga	0,85 kg
masa użytkownika	do 130 kg
odległość od podłoża do rękojeści	min. 70 cm, max. 90 cm
odległość od podłoża do podpórki pachowej	min. 110 cm, max. 142 cm
odległość od rękojeści do podparcia pachowego	min. 38 cm, max. 52 cm

#### Zastosowanie:

- dla osób niepełnosprawnych, które mogą podierać się kończynami dolnymi lub ich protezami,
- wskazane przy braku lub znacznej niesprawności jednej kończyny dolnej, szczególnie dla osób z osłabionymi kończynami górnymi,
- pomocniczo: w przypadku schorzeń urazowo-ortopedycznych kończyn dolnych,
- po zabiegach chirurgicznych ze wskazaniem do odciążania chorej kończyny,
- zaawansowane zmiany chorobowe lub zmiany chorobowe obustronne wymagają stosowania dwóch kul pachowych.