

Link do produktu: <https://akmed.pl/kula-z-podparciem-przedramienia-i-pachy-p-1281.html>



Kula z podparciem przedramienia i pachy

Numer katalogowy	26/MR
Producent	Mikirad

Opis produktu

Właściwości:

- regulacja wysokości
- regulacja długości i kąta pochylenia mechanizmu podparcia przedramienia
- sposób regulacji: bezstopniowo (płynnie)
- miękko wyłożone podparcie przedramienia
- wysuwane podparcie pachowe z miękkiego tworzywa
- opcja: podparcie pachowe z gąbki obszytej skórą ekologiczną
- cztery odblaski
- nasadka/stopka wzmocniona podkładką stalową
- lekkie, anodowane aluminium

waga	1,75 kg
masa użytkownika	do 120 kg
wysokość do podparcia łokcia	min. 93 cm, max. 125 cm
wysokość do podparcia pachy	min. 115 cm, max. 65 cm

Zastosowanie:

- dla osób niepełnosprawnych, które mogą podierać się kończynami dolnymi lub ich protezami i z osłabionymi kończynami górnymi
- wskazane przy braku lub znacznej niesprawności jednej kończyny dolnej,
- pomocniczo: po urazach, w leczeniu zmian zwyrodnieniowo zniekształcających, po zabiegach chirurgicznych, gdzie wskazane jest odciążanie chorej kończyny
- zaawansowane zmiany chorobowe lub zmiany chorobowe obustronne wymagają stosowania dwóch kul