

Link do produktu: <https://akmed.pl/kula-z-podparciem-przedramienia-p-1241.html>



## Kula z podparciem przedramienia

Numer katalogowy	<b>25/MR</b>
Producent	<b>Mikirad</b>

### Opis produktu

#### Właściwości:

- regulacja wysokości
- regulacja długości uchwytu i kąta pochylecia mechanizmu podparcia przedramienia
- sposób regulacji: bezstopniowo (płynnie)
- miękko wyłożone podparcie przedramienia
- paski z rzepem do stabilizacji przedramienia w podparciu
- dwa odbłaski
- nasadka/stopka wzmocniona podkładką stalową
- lekkie, anodowane aluminium

waga  
masa użytkownika  
wysokość do podparcia łokcia

1,0 kg  
do 120 kg  
min. 93 cm, max. 125 cm

#### Zastosowanie:

- dla osób z niepełnosprawnością kończyn dolnych, które mogą stabilnie się nimi podpierać oraz z osłabionymi kończynami górnymi
- niewskazane przy braku jednej kończyny dolnej
- pomocniczo: po urazach, w leczeniu zmian zwyrodnieniowo zniekształcających, po zabiegach chirurgicznych, gdzie wskazane jest odciążanie chorej kończyny
- zaawansowane zmiany chorobowe lub zmiany chorobowe obustronne wymagają stosowania dwóch kul