

Link do produktu: <https://akmed.pl/kule-dzieciece-z-uchwytem-ergo-miekki-p-8102.html>



Kule dziecięce z uchwytem Ergo miękki

Numer katalogowy **9987**

Producent **Kowsky**

Opis produktu

Charakterystyka

- Półeliptyczna obejmą przedramienna, stabilizująca łokieć przy każdym ubiorze
- Uchwyt ergonomiczny-miękki wymienny
- Dużym komfort użytkowania, zapobiega odciskom dłoni
- Regulowanie wysokości za pomocą przycisku guzikowego lub Clip
- Nakrętka nasadkowa zapewniająca ciche łączenie rur
- Nasadka z wkładką stalową, przeciwpoślizgowa z kauczuku naturalnego, zachowująca elastyczność przy niskich temperaturach.
- max obciążenie do 100 kg na 1 sztukę

Zakres wysokości użytkowania :

- min. 61 cm od podłoża do rękojeści uchwytu
- max. 81 cm od podłoża do rękojeści uchwytu

Kule dziecięce ERGO miękki oferowane są w wersjach :

- niepełny kolor (rura srebrna)- kod KDNK
- pełny kolor (rura kolorowa) - kod KDPK

Materiały:

- części metalowe - aluminium
- części plastikowe - poliamid
- części gumowe - kauczuk

Cechy produktu :

- waga jednostkowa - ca. 440g /szt
- regulacja wysokości skokowa co 2,5 cm
- max. obciążenie do 100 kg na sztukę
- wys. od szczytu obejmę do uchwytu 17 cm

Dostępna kolorystyka : szary , czarny , jeżyna , niebieski , lila , turkus , czerwony , żółty

Zastosowanie:

sprzęt pomocniczy przy poruszaniu się i w rehabilitacji ruchowej kończyn dolnych przy zaleceniach odciążenia narządów ruchu

KOD produktu NFZ P.118

refundacja raz na 3 lata

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: czarny , czerwony , jeżyna , lilia , niebieski , szary , turkusowy , żółty

Wariant: niepełny kolor (rura srebrna) , pełny kolor (rura kolorowa)