



Kule łokciowe

Numer katalogowy **VCBP0042 model UC**

Producent **Vitea Care**

Opis produktu

ZASTOSOWANIE:

Sprzęt pomocniczy do poruszania się, asekuracja podczas chodzenia przy zakazie pełnego obciążania kończyny.

CECHY PRODUKTU:

- wykonane z aluminium,
- uchylny uchwyt ramienia,
- podwójna regulacja: wysokości kuli i długości przedramienia,
- dostępna w kolorze srebrnym.

Wysokość	95 - 126 cm
Waga	0,5 kg
Maksymalne obciążenie	100 kg
Słownik kodów	Dopłata
P.118	30