



## Kule łokciowe

Numer katalogowy **VCBP0041**

Producent **Vitea Care**

### Opis produktu

#### ZASTOSOWANIE:

Sprzęt pomocniczy do poruszania się (szczególnie po operacjach), asekuracja podczas chodzenia, po złamaniach i w porażeniach kończyn dolnych.

#### CECHY PRODUKTU:

- wykonane z aluminium,
- wyłożenie pachowe i dłoniowe wykonane z kontaktowo ciepłej pianki poliuretanowej,
- pakowane w parach,
- regulacja skokowa wysokości kuli oraz wysokości uchwytu co 2,5 cm.

	S	M	L
Wysokość	93 - 113 cm	113 - 133 cm	133 - 153 cm
Waga pary kul pachowych	1,6 kg	1,7 kg	1,8 kg
Maksymalne obciążenie	100,0 kg	100,0 kg	100,0 kg

Słownik kodów	Dopłata
P.118	30

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** L , M , S