

Link do produktu: <https://akmed.pl/lampa-na-podczerwień-beurer-il-21-p-4530.html>



## Lampa na podczerwień BEURER IL 21

Numer katalogowy	<b>IL 21 AGITO</b>
Kod producenta	<b>IL 21 AGITO</b>
Kod EAN	<b>4211125616007</b>
Producent	<b>Beurer</b>

### Opis produktu

Na przeziębienia, napięcia mięśni

Podczerwień – nazywana energią życia – wykorzystywana jest w lecznictwie. Leczymy się podczerwienią nawet nieświadomie, gdy przykładamy dłoń na bolące miejsce, czy zasłaniając zmęczone oczy. Promienie podczerwone penetrują nasze ciało od wewnątrz nagrzewając je. Ciepło rozprzestrzenia się na zewnątrz przez przewodzenie w kościach oraz płynach ustrojowych. Ciepło rozszerza naczynia krwionośne i poprawia krążenie, działanie tego ciepła ułatwia usuwanie zanieczyszczeń z organizmu. **Promieniowanie podczerwone jest „energją życia”, stanowiąc niewidoczną dla ludzkiego oka część światła widzialnego.** Podczerwień korzystnie działa na układ oddechowy, sercowo-naczyniowy, na gospodarkę wodno-elektrolitową, pracę nerek i wielu innych gruczołów, obniża napięcie mięśni. Zmniejsza także pobudliwość nerwową, działa uspokajająco.

**Pani Gadżet** poleca lampy na podczerwień BEURER w **Dzień Dobry TVN**:

Zapraszamy do oglądania tutaj -> [NA PRZEZIĘBIENIE](#)