

Link do produktu: <https://akmed.pl/lampa-na-podczerwień-beurer-il-35-p-4532.html>

Lampa na podczerwień BEURER IL 35



Numer katalogowy	IL 35 +
Kod producenta	IL 35 +
Kod EAN	4211125616113
Producent	Beurer

Opis produktu

Rozgrzewająca lampa emitująca promieniowanie podczerwone

Podczerwień – nazywana energią życia – wykorzystywana jest w lecznictwie. Leczymy się podczerwienią nawet nieświadomie, gdy przykładamy dłoń na bolące miejsce, czy zasłaniając zmęczone oczy. Promienie podczerwone penetrują nasze ciało od wewnątrz nagrzewając je. Ciepło rozprzestrzenia się na zewnątrz przez przewodzenie w kościach oraz płynach ustrojowych. Ciepło rozszerza naczynia krwionośne i poprawia krążenie, działanie tego ciepła ułatwia usuwanie zanieczyszczeń z organizmu.

Promieniowanie podczerwone jest „energiją życia”, stanowiąc niewidoczną dla ludzkiego oka część światła widzialnego.

Podczerwień korzystnie działa na układ oddechowy, sercowo-naczyniowy, na gospodarkę wodno-elektrolitową, pracę nerek i wielu innych gruczołów, obniża napięcie mięśni. Zmniejsza także pobudliwość nerwową, działa uspokajająco.

Pani Gadżet poleca lampy na podczerwień BEURER w **Dzień Dobry TVN**:

Zapraszamy do oglądania tutaj -> [NA PRZEZIĘBIENIE](#)