
Dane aktualne na dzień: 09-04-2026 15:15

Link do produktu: <https://akmed.pl/laska-aluminiowa-at51103ca834-l1-p-6180.html>



Laska aluminiowa - AT51103(CA834 L1)

Numer katalogowy	AT51103(CA834 L1)
------------------	--------------------------

Producent	Antar
-----------	--------------

Opis produktu

AT51103(CA834 L1) - Laska aluminiowa - kolor czarny, uchwyt U-kształtny .

Całkowita wysokość: od 76cm do 99cm.

Waga: 0,34kg.