

---

Dane aktualne na dzień: 24-05-2026 20:42

Link do produktu: <https://akmed.pl/laska-aluminiowa-at51103ca834-l1-p-6180.html>



## Laska aluminiowa - AT51103(CA834 L1)

Numer katalogowy	<b>AT51103(CA834 L1)</b>
------------------	--------------------------

Producent	<b>Antar</b>
-----------	--------------

### Opis produktu

**AT51103(CA834 L1) - Laska aluminiowa - kolor czarny, uchwyt U-kształtny .**

**Całkowita wysokość:** od 76cm do 99cm.

**Waga:** 0,34kg.