

---

Dane aktualne na dzień: 09-04-2026 15:15

Link do produktu: <https://akmed.pl/laska-aluminiowa-z-uchwytem-typu-t-p-3627.html>



## Laska aluminiowa z uchwytem typu "T"

Numer katalogowy **W2090001001**

Producent **Thuasne**

---

### Opis produktu

Laski aluminiowe, z rękojeścią w kształcie litery T

- Lekkie i mocne.
- Wygodna drewniana rękojeść, przyjemna w dotyku.
- Nastawna wysokość.
- Pierścienie tłumiące odgłosy w trakcie chodzenia.
- Rurki aluminiowe.

Z uchwytem w kształcie T

Wysokość regulowana od 77,5 do 101 cm

Waga 340 g