

---

Dane aktualne na dzień: 09-04-2026 15:14

Link do produktu: <https://akmed.pl/laska-drewniana-uchwyt-zaokrąglony-p-3629.html>



## Laska drewniana uchwyt zaokrąglony

Numer katalogowy **W2040003018**

Producent **Thuasne**

### Opis produktu

Laska drewniana

- Elegancka, lekka, zabezpieczona wytrzymałym lakierem.
- Wygięcie rękojeści umożliwia przewieszenie laski przez ramię.
- Kształt "T" gwarantuje natomiast większy komfort w trakcie chodzenia.
- Kasztanowe.

Rękojeść zaokrąglona Ref. W2040 003 018

Rękojeść "T" Ref. W2100 001 048

Wysokość 90 cm

Waga 300 g