

Link do produktu: <https://akmed.pl/laska-inwalidzka-aluminiowa-p-1668.html>



## Laska inwalidzka aluminiowa

Numer katalogowy	<b>AR-013</b>
Producent	<b>ARmedical</b>

### Opis produktu

Laska inwalidzka jest przyrządem służącym do podpierania się, dla osób, które potrzebują wsparcia podczas nauki chodzenia po urazach kończyn dolnych, do utrzymania równowagi oraz przenoszenia ciężaru ciała w schorzeniach urazowo-ortopedycznych. Używana często przez osoby starsze, niepełnosprawne oraz osoby z problemami narządu ruchu.

Wykonana jest z wytrzymałych i lekkich rurek aluminiowych, ergonomicznie wyprofilowanego uchwytu z tworzywa oraz nasadki gumowej (antypoślizgowej). Dzięki zastosowaniu odpowiednio miękkiej mieszanki gumowej, nasadka antypoślizgowa doskonale amortyzuje wstrząsy.

Technologia lakierowania/anodyzowania gwarantuje trwałość lakieru oraz estetyczny wygląd przez długi czas.

#### Parametry techniczne:

- wytrzymałe rurki aluminiowe
- wygodny, ergonomicznie wyprofilowany uchwyt
- uchwyt uniwersalny (prawa lub lewa dłoń)
- dodatkowy „sznurek” do podtrzymania
- wysokiej jakości miękka nasadka gumowa
- skokowa regulacja wysokości: co 2,5 cm
- zakres regulacji: od 71,0 do 94,0 cm
- waga: 0,30 kg
- Maksymalne obciążenie: 100kg

**Dostępny kolor:** srebrny, czarny, miedziany