

Link do produktu: <https://akmed.pl/laska-inwalidzka-aluminiowa-regulowana-p-1511.html>



Laska inwalidzka aluminiowa, regulowana

Numer katalogowy **FS 9206L / TGR-R LA
833L2**

Producent **Timago**

Opis produktu

Laska inwalidzka służy do zwiększenia powierzchni pola podparcia u osób o obniżonej sprawności ruchowej. Zalecana jest osobom wymagającym asekuracji oraz podparcia podczas chodzenia, a także do utrzymania równowagi po urazie kończyn dolnych lub tułowia.

Cechy produktu:

- uchwyt z tworzywa sztucznego
- pasek na rękę
- skokowa regulacja długości
- lekki aluminiowy trzon z gumowa nasadką

FS 9206L

Regulacja wysokości: 70-93 cm

Waga: 0,38 kg

Maksymalne obciążenie : 90 kg

+/- 0,5 - 1 cm

TGR-R LA 833L2

Wysokość: 69-92 cm

Waga: 0,3 kg

Maksymalne obciążenie: 90 kg

+/- 0,5 - 1 cm