

Link do produktu: <https://akmed.pl/laska-inwalidzka-aluminiowa-skladana-p-1513.html>



Laska inwalidzka aluminiowa składana

Cena	20,00 zł
Numer katalogowy	JMC-C 2052 / FS 927L
Producent	Timago

Opis produktu

Laska inwalidzka służy do zwiększenia powierzchni pola podparcia u osób z obniżoną sprawnością ruchową. Zalecana jest osobom wymagającym asekuracji oraz oparcia podczas chodzenia, a także do utrzymania równowagi po urazie kończyn dolnych lub tułowia. Dzięki skokowej regulacji długości oraz możliwości złożenia na trzy części jest bardzo wygodna w codziennym użyciu.

Cechy produktu:

- uchwyt z lakierowanego drewna
- pasek na rękę
- skokowa regulacja długości
- lekki aluminiowy trzon z gumową nasadką
- możliwość złożenia na trzy części

FS 927L

Regulacja wysokości: 80-90 cm

Waga: 0,38 kg

Maksymalne obciążenie: 90 kg

+/- 0,5 - 1 cm

JMC-C 2052

Regulacja wysokości: 78-88 cm

Waga: 0,38 kg

Maksymalne obciążenie: 90 kg

+/- 0,5 - 1 cm

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Regulacja wysokości: 78-88 cm , 80-90 cm