

Link do produktu: <https://akmed.pl/laska-inwalidzka-aluminiowa-z-uchwytem-anatomicznym-p-1514.html>



Laska inwalidzka aluminiowa z uchwytem anatomicznym

Numer katalogowy **FS 948L / FS 949L**

Producent **Timago**

Opis produktu

Laska inwalidzka służy do zwiększenia powierzchni pola podparcia u osób o obniżonej sprawności ruchowej. Zalecana jest osobom wymagającym asekuracji oraz oparcia podczas chodzenia, a także do utrzymania równowagi po urazie kończyn dolnych lub tułowia. Anatomiczny uchwyt dostosowany jest do lewej (**FS948L**) lub prawej (**FS949L**) ręki.

Cechy produktu:

- uchwyt dostosowany do lewej **FS948L** lub prawej ręki **FS949L**
- pasek na rękę
- skokowa regulacja długości
- aluminiowy trzon z gumową nasadką
- możliwość złożenia na trzy części

FS 948L (wersja lewa) / FS 949L (wersja prawa)

Regulacja wysokości: 77-87 cm

Waga: 0,4 kg

Maksymalne obciążenie: 90 kg

+/- 0,5 - 1 cm