

Link do produktu: <https://akmed.pl/laska-inwalidzka-czwornog-wysoki-p-1673.html>



## Laska inwalidzka – czwórnóg wysoki

Numer katalogowy	<b>AR-017W</b>
Producent	<b>ARmedical</b>

### Opis produktu

Laska inwalidzka jest przyrządem służącym do podpierania się, dla osób, które potrzebują wsparcia podczas nauki chodzenia po urazach kończyn dolnych, do utrzymania równowagi oraz przenoszenia ciężaru ciała w schorzeniach urazowo-ortopedycznych. Używana często przez osoby starsze, niepełnosprawne oraz osoby z problemami narządu ruchu.

Wykonana jest z wytrzymałych i lekkich rurek aluminiowych z czteropunktowym podparciem, ergonomicznie wyprofilowanego uchwytu z tworzywa oraz nasadek gumowych (antypoślizgowych). Dzięki zastosowaniu odpowiednio miękkiej mieszanki gumowej, nasadki antypoślizgowe doskonale amortyzują wstrząsy.

Technologia anodyzowania/chromowania gwarantuje trwałość lakieru oraz estetyczny wygląd przez długi czas.

Dzięki szerokiej, stabilnej podstawie przeznaczona jest dla osób wymagających czteropunktowego, bardzo solidnego wsparcia.

### Parametry techniczne:

- wytrzymałe rurki aluminiowe , podstawa stalowa - chromowana
- wygodny, ergonomicznie wyprofilowany uchwyt
- uchwyt uniwersalny (prawa lub lewa dłoń)
- wysokiej jakości miękkie nasadki gumowe
- skokowa regulacja wysokości: co 2,5 cm
- zakres regulacji: od 74,0 do 97,0 cm
- waga: 0,8 kg
- Maksymalne obciążenie: 100kg