

Link do produktu: <https://akmed.pl/laska-inwalidzka-trojnog-p-1671.html>



Laska inwalidzka - trójnóg

Numer katalogowy	AR-016
Producent	ARmedical

Opis produktu

Laska inwalidzka jest przyrządem służącym do podpierania się, dla osób, które potrzebują wsparcia podczas nauki chodzenia po urazach kończyn dolnych, do utrzymania równowagi oraz przenoszenia ciężaru ciała w schorzeniach urazowo-ortopedycznych. Używana często przez osoby starsze, niepełnosprawne oraz osoby z problemami narządu ruchu.

Wykonana jest z wytrzymałych i lekkich rurek aluminiowych z trójpunktowym podparciem, ergonomicznie wyprofilowanego uchwytu z tworzywa oraz nasadek gumowych (antypoślizgowych). Dzięki zastosowaniu odpowiednio miękkiej mieszanki gumowej, nasadki antypoślizgowe doskonale amortyzują wstrząsy.

Technologia anodyzowania/chromowania gwarantuje trwałość lakieru oraz estetyczny wygląd przez długi czas.

Dzięki szerokiej podstawie przeznaczona jest dla osób wymagających trójpunktowego, solidnego wsparcia.

Parametry techniczne:

- wytrzymałe rurki aluminiowe, podstawa stalowa - chromowana
- wygodny, ergonomicznie wyprofilowany uchwyt
- uchwyt uniwersalny (prawa lub lewa dłoń)
- wysokiej jakości miękkie nasadki gumowe
- skokowa regulacja wysokości: co 2,5 cm
- zakres regulacji: od 74,0 do 97,0 cm
- waga: 0,7 kg
- Maksymalne obciążenie: 100kg