
Dane aktualne na dzień: 09-04-2026 15:13

Link do produktu: <https://akmed.pl/laska-soft-walk-prawa-lub-lewa-p-3625.html>



Laska SOFT WALK - prawa lub lewa

Numer katalogowy

W2130

Producent

Thuasne

Opis produktu

Anatomicznie profilowana luksusowa laska Soft Walk

- Wytrzymała, bardzo komfortowa w użyciu i elegancka.
- Rękojeść profilowana do anatomicznego kształtu dłoni, pasująca doskonale zarówno do niewielkiej, jak i dużej dłoni.
- Praktyczny pasek nadgarstkowy umożliwia uwolnienie dłoni w razie potrzeby.
- Odblask od przodu dla poprawienia widoczności.
- Przeciwpoślizgowe końcówki gumowe.
- Rurka aluminiowa w kolorze metalicznie brązowym.

Prawa Ref. W2130 001 001

Lewa Ref. W2131 001 001

Regulowana wysokość od 74 do 94 cm
Waga 395g (z paskiem na nadgarstek)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

TYP: lewy , prawy