

Dane aktualne na dzień: 09-04-2026 17:01

Link do produktu: <https://akmed.pl/laska-universalna-nieregulowana-o-dlugosci-83-cm-p-1245.html>



Laska uniwersalna nieregulowana o długości 83 cm

Numer katalogowy **12/MR/L-83**

Producent **Mikirad**

Opis produktu

Właściwości:

- brak regulacji wysokości,
- uchwyt uniwersalny (do obu rąk),
- dwa odblaski
- lekkie, anodowane aluminium

waga
masa użytkownika
odległość od podłoża do rękojeści

0,27 kg
do 120 kg
86 cm

Zastosowanie:

- przeznaczone dla osób ogólnie sprawnych fizycznie,
- dla ułatwienia poruszania się w trudnym terenie,
- służą do asekuracji podczas chodzenia przy lekkich niesprawnościach układu ruchowego,
- za prawidłowe uznaje się używanie laski w ręce po stronie przeciwnej względem osłabionej kończyny.