

Link do produktu: <https://akmed.pl/laska-universalna-z-wygietym-uchwytem-i-paskiem-labedz-p-1247.html>



Laska uniwersalna z wygiętym uchwytem i paskiem "Łabędź"

Numer katalogowy **12/MR.Ł**

Producent **Mikirad**

Opis produktu

Właściwości:

- regulacja wysokości (otwory regulacyjne rozmieszczone co 20mm),
- uchwyt uniwersalny (do obu rąk),
- pasek przy uchwycie,
- lekkie, anodowane aluminium

waga
masa użytkownika
odległość od podłoża do rękojeści

0,40 kg
do 120 kg
min. 79 – max. 93 cm

Zastosowanie:

- przeznaczone dla osób ogólnie sprawnych fizycznie,
- dla ułatwienia poruszania się w trudnym terenie,
- służą do asekuracji podczas chodzenia przy lekkich niesprawnościach układu ruchowego,
- za prawidłowe uznaje się używanie laski w ręce po stronie przeciwnej względem osłabionej kończyny.