

---

Dane aktualne na dzień: 11-04-2026 11:32

Link do produktu: <https://akmed.pl/laska-z-uchwytem-ergonomicznym-prawa-lub-lewa-p-3628.html>

## Laska z uchwytem ergonomicznym prawa lub lewa



Numer katalogowy	<b>W2110001</b>
------------------	-----------------

Producent	<b>Thuasne</b>
-----------	----------------

### Opis produktu

Laski aluminiowe, z rękojeścią w kształcie litery T

- Lekkie i mocne.
- Wygodna drewniana rękojeść, przyjemna w dotyku.
- Nastawna wysokość.
- Pierścienie tłumiące odgłosy w trakcie chodzenia.
- Rurki aluminiowe.

Prawa Ref. W2110 001 001

Lewa Ref. W2111 001 001

Wysokość regulowana od 77 do 100 cm

Waga 400 g

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**TYP:** lewy , prawy