
Dane aktualne na dzień: 09-04-2026 15:19

Link do produktu: <https://akmed.pl/laska-z-uchwytem-ergonomicznym-prawa-lub-lewa-p-3628.html>

Laska z uchwytem ergonomicznym prawa lub lewa



Numer katalogowy	W2110001
------------------	-----------------

Producent	Thuasne
-----------	----------------

Opis produktu

Laski aluminiowe, z rękojeścią w kształcie litery T

- Lekkie i mocne.
- Wygodna drewniana rękojeść, przyjemna w dotyku.
- Nastawna wysokość.
- Pierścienie tłumiące odgłosy w trakcie chodzenia.
- Rurki aluminiowe.

Prawa Ref. W2110 001 001

Lewa Ref. W2111 001 001

Wysokość regulowana od 77 do 100 cm

Waga 400 g

Produkt posiada dodatkowe opcje:

TYP: lewy , prawy