

Dane aktualne na dzień: 09-04-2026 15:25

Link do produktu: <https://akmed.pl/laweczka-do-wanny-rf-850rf-851rf-852-p-7259.html>

Ławeczka do wanny RF-850/RF-851/RF-852



Numer katalogowy

10618

Producent

Rehafund

Opis produktu

- wspomaga osoby z niepełną ruchomością, stanowi w codziennych czynnościach toaletowych
- posiada wygodę oraz bezpieczeństwo w trakcie kąpiel
- regulowany system mocowania do wanny
- wykonana z łatwego do czyszczenia tworzywa PCV
- uniwersalna i łatwa w montażu

Nr katalogowy:	Item No	RF-850	RF-851	RF-852
Max. bezpieczne obciążenie:	Max. safe load	181 kg	181 kg	181 kg
Waga:	Weight	2,0 kg	2,14 kg	2,22kg
Regulacja szer. mocowania:	Fitting width adjustment	500-600 mm	500-600 mm	500-600 mm
Długość siedziska:	Seat length	660 mm	685 mm	711 mm
Szerokość siedziska:	Seat width	224 mm	224 mm	224 mm