

Link do produktu: <https://akmed.pl/laweczka-na-wanne-z-regulacja-p-1999.html>

Ławeczka na wannę z regulacją

Numer katalogowy

DRVW042

Producent

Vitea Care



Opis produktu

ZASTOSOWANIE:

Ławeczka ułatwia pacjentom transfer z i do wanny. Stanowi ułatwienie w codziennych czynnościach toaletowych dla osób z ograniczeniami motorycznymi. Zapewnia także bezpieczną pozycję dla pacjentów z ograniczeniami zgięcia w stawach biodrowych np. po endoprotezoplastyce stawu biodrowego.

CECHY PRODUKTU:

- aluminiowa rama,
- siedzisko wykonane z łatwo zmywalnego tworzywa,
- posiada otwory odpływowe,
- skokowa regulacja szerokości rozstawu uchwytów.

Regulacja szerokości rozstawu uchwytu ławeczki:	62 cm, 70 cm
Maksymalne obciążenie:	100 kg