


Link do produktu: <https://akmed.pl/lawka-nawannowa-wglebna-p-1686.html>



## Ławka nawannowa - wglebna

Numer katalogowy	<b>AR-207</b>
Producent	<b>ARmedical</b>

### Opis produktu

#### Informacje o produkcie:

- rama aluminiowa
- siedzisko wykonane z łatwo zmywalnego polipropylenu
- siedzisko wyposażone w otwory odpływowe
- regulacja szerokości rozstawu uchwytów
- stabilna i wytrzymała konstrukcja

#### Parametry techniczne:

- Wymiar siedziska: 41 x 22 cm
- Do szerokości wanny: 52 - 61 cm
- Waga: 1,5 kg
- Maksymalne obciążenie: 110 kg