

Link do produktu: <https://akmed.pl/lawka-nawanna-z-uchwytem-p-1685.html>



Ławka nawanna z uchwytem

Numer katalogowy	AR-206
Producent	ARmedical

Opis produktu

Informacje ogólne:

Ławka nawanna jako sprzęt pomocniczy przeznaczona jest dla osób niepełnosprawnych ze schorzeniami narządów ruchu, osób starszych jak również osób, dla których standardowe korzystanie z wanny stanowi problem (siadanie i wychodzenie). Ułatwia i pomaga podczas codziennych czynności toaletowych.

Informacje o produkcie:

- siedzisko wykonane z łatwo zmywalnego polietylenu
- siedzisko wyposażone w otwory odpływowe oraz miejsce na mydło
- uchwyt ułatwiający wstawanie
- regulacja szerokości nóg rozporowych
- stabilna i wytrzymała konstrukcja

Parametry techniczne:

- Wymiar siedziska: 70 x 30 cm
- Wysokość siedziska: 5 cm
- Do szerokości wanny: 40 - 62 cm
- Waga: 2,7 kg
- Maksymalne obciążenie: 160 kg

Dostępne kolory uchwytów: Niebieski lub Zielony