

Link do produktu: <https://akmed.pl/lawka-obrotowa-na-wanne-p-1529.html>

Ławka obrotowa na wannę



Numer katalogowy

FS 793S

Producent

Timago

Opis produktu

Ławka obrotowa na wannę jest sprzętem pomocniczym ułatwiającym użytkownikowi korzystanie z wanny podczas czynności higienicznych. Zalecana jest osobom o obniżonej sprawności ruchowej, która uniemożliwia bądź utrudnia samodzielne wykonywanie czynności życia codziennego. Obrotowe siedzisko można zablokować w żądanej pozycji, co zapewnia bezpieczniejszą i wygodniejszą kąpiel, a także wejście i wyjście z wanny.

Cechy produktu:

- wyprofilowane siedzisko z oparciem
- obrotowa podstawa z dźwignią blokującą

ławkę w czterech pozycjach

- kliny rozporowe do stabilizacji ławki
- uchwyty boczne dla użytkowników z trudnościami

w samodzielnym wstawaniu / siadaniu

Szerokość całkowita: 74 cm

Szerokość wewnętrzna: 58 cm

Wymiar wgłębny: 13 cm

Wymiary siedziska: 40 x 32 cm

Waga: 5 kg

Maksymalne obciążenie: 100 kg

+/- 0,5-1 cm