

Dane aktualne na dzień: 09-04-2026 14:57

Link do produktu: <https://akmed.pl/lawka-transferowa-pod-prysznic-at51011ca360l-p-6216.html>



Ławka transferowa pod prysznic - AT51011(CA360L)

Numer katalogowy **AT51011(CA360L)**

Producent **Antar**

Opis produktu

AT51011(CA360L) Ławka transferowa pod prysznic

Aluminiowa ławka transferowa z plastikowym siedziskiem. Ułatwia wejście i wyjście spod prysznica. Wysokość siedziska regulowana. Mocowanie poręczy na śruby.

Szerokość siedziska: 72cm

Szerokość całkowita: 74 cm

Maksymalna masa użytkownika: 100kg

Masa wyrobu: 4,2kg

Wysokość minimalna: 40 cm

Wysokość maksymalna: 50 cm

Głębokość siedziska: 41 cm

Grubość siedziska: 2,5 cm