

Link do produktu: <https://akmed.pl/lawka-transferowa-pod-prysznic-at51012-ca361l-p-6217.html>

Ławka transferowa pod prysznic - AT51012 (CA361L)



Numer katalogowy	AT51012 (CA361L)
------------------	-------------------------

Producent	Antar
-----------	--------------

Opis produktu

AT51012 (CA361L) Ławka transferowa pod prysznic

Aluminiowa ławka transferowa z plastikowym siedziskiem. Ułatwia wejście i wyjście spod prysznica. Wysokość siedziska regulowana. Mocowanie poręczy na kulki blokujące. Poręcz mocowana z jednej strony ławki.

Szerokość siedziska: 70cm

Szerokość całkowita: 77 cm

Głębokość siedziska: 50cm

Grubość siedziska: 2,5 cm

Wysokość minimalna: 44 cm

Wysokość maksymalna: 54 cm

Maksymalna masa użytkownika: 100kg

Masa wyrobu: 4,2kg