

Link do produktu: <https://akmed.pl/lawka-wglebna-do-wanny-p-1530.html>

## Ławka wgłębna do wanny

Numer katalogowy **KING-BS-20**

Producent **Timago**



### Opis produktu

**Ławka wgłębna** ułatwia użytkownikowi korzystanie z wanny podczas czynności higienicznych. Polecana jest osobom o obniżonej sprawności ruchowej, która uniemożliwia bądź utrudnia samodzielne wykonywanie czynności życia codziennego.

#### Cechy produktu:

- aluminiowa rama
- regulacja szerokości pozwala na

dostosowanie ławki do różnych szerokości wanien

- nasadki antypoślizgowe uniemożliwiają przesuwanie się ławki
- wykonana z materiałów o podwyższonej wytrzymałości na wilgoć

**Szerokość całkowita:** 67-77 cm

**Szerokość wewnętrzna:** 50-60 cm

**Wymiar wgłębny:** 15 cm

**Wymiary siedziska:** 37 x 30 cm

**Waga ławki:** 1,49 kg

**Maksymalne obciążenie:** 125 kg