

Dane aktualne na dzień: 07-08-2025 16:00

Link do produktu: <https://akmed.pl/lawka-wglebna-do-wanny-p-1530.html>

Ławka wgłębna do wanny

Numer katalogowy **KING-BS-20**

Producent **Timago**



Opis produktu

Ławka wgłębna ułatwia użytkownikowi korzystanie z wanny podczas czynności higienicznych. Polecana jest osobom o obniżonej sprawności ruchowej, która uniemożliwia bądź utrudnia samodzielne wykonywanie czynności życia codziennego.

Cechy produktu:

- aluminiowa rama
- regulacja szerokości pozwala na

dostosowanie ławki do różnych szerokości wanien

- nasadki antypoślizgowe uniemożliwiają przesuwanie się ławki
- wykonana z materiałów o podwyższonej wytrzymałości na wilgoć

Szerokość całkowita: 67-77 cm

Szerokość wewnętrzna: 50-60 cm

Wymiar wgłębny: 15 cm

Wymiary siedziska: 37 x 30 cm

Waga ławki: 1,49 kg

Maksymalne obciążenie: 125 kg