

Link do produktu: <https://akmed.pl/lawka-wglebna-do-wanny-p-1531.html>

## Ławka wgłębna do wanny

Numer katalogowy **TGR-R LW 794L-1**

Producent **Timago**



### Opis produktu

**Ławka wgłębna** ułatwia użytkownikowi korzystanie z wanny podczas czynności higienicznych. Polecana jest osobom o obniżonej sprawności ruchowej, która uniemożliwia bądź utrudnia samodzielne wykonywanie czynności życia codziennego.

#### Cechy produktu:

- aluminiowa rama
- regulacja szerokości pozwala na

dostosowanie ławki do różnych szerokości wanien

- siedzisko z PCV
- nasadki antypoślizgowe uniemożliwiające przesuwanie się ławki
- wykonana z materiałów o podwyższonej wytrzymałości na wilgoć

**Szerokość całkowita:** 73-78 cm

**Szerokość wewnętrzna:** 47-52 cm

**Wymiar wgłębny:** 14 cm

**Wymiar siedziska:** 41 cm x 23 cm

**Waga netto:** 1,8 kg

**Maksymalne obciążenie:** 100 kg  
+/- 0,5-1 cm