

Link do produktu: <https://akmed.pl/lekki-wozek-inwalidzki-eurochair-2-pro-2850-p-5701.html>



## Lekki wózek inwalidzki EUROCHAIR 2 PRO 2.850

Numer katalogowy	<b>2.850</b>
Producent	<b>Meyra</b>

### Opis produktu

- Rama aluminiowa, składana krzyżakowo
- Szerokość siedziska OD 38 zrobić 53 cm
- Głębokość siedziska OD 40 zrobić 49 cm
- Regulacja wysokości siedziska
- Wysokość oparcia pleców od 40 zrobić 50 cm
- Tapicerka oparcia siedziska z regulacją pasami
- Boczek odchylany i wyjmowany, z regulowanym na wysokość i głębokość podłokietnikiem
- Podnóżki odchylane i zdejmowane
- Stopień podnóżka dzielony z tworzywa, z reg Kata
- Kółka Przednie 100mm, 125mm, 142mm, 150mm, 180mm i 200mm
- Poduszka siedziska
- Pas bezpieczeństwa
- Kółka podporowe wyjmowane

### dodatki :

- Podnóżki z regulacją kąta zrobić wyprostu Nogi
- Kółka podporowe odchylane pod wózek
- Stolik terapeutyczny
- Deska zrobić przesiadania
- Jednocześnieowy Stopień podnóżka
- Zagłówek
- Raczki z reg wysokości
- Hamulec bębnowy dla opiekuna
- PAKIET HEMI oo m.in. jednostronnym ciągiem podwójnym, oraz jednostronnym hamulcem