

Link do produktu: <https://akmed.pl/lekki-wozek-inwalidzki-eurochair-vario-1750-p-5702.html>



## Lekki wózek inwalidzki EUROCHAIR VARIO 1.750

Numer katalogowy	<b>1.750</b>
Producent	<b>Meyra</b>

### Opis produktu

Jest to wózek przeznaczony dla osób z chorobami neurologicznymi i po amputacjach, pomocny również przy opiece geriatrycznej. Z powodzeniem użytkowany w klinikach rehabilitacyjnych, DPS-ach oraz domach spokojnej starości.

Nowoczesne uchwyty bocznych koł, zawierające dwa miejsca montażu, umożliwiają poszerzenie wózka w sumie o 3cm, bez konieczności montażu dodatkowych części.

#### CECHY:

- rama o konstrukcji krzyżakowej,
- tapicerka tekstylna,
- możliwość regulacji środka ciężkości,
- regulacja kąta i wysokości siedziska,
- boczki skośne, odchylane, zdejmowane,
- podnóżki uchylne, zdejmowane z możliwością regulacji długości,
- pas podudzia,
- koła przednie do wyboru pompowane lub pełne, rozmiar do wyboru,
- koła tylne, pompowane lub pełne 24 x 13/8", z możliwością szybkiego demontażu,
- hamulce dociskowe,
- ciągi aluminiowe,
- kolor ramy srebrny.

#### OPCJE:

- pas bezpieczeństwa,
- regulacja głębokości oparcia za pomocą rzepów,
- boczki do wyboru,
- możliwość zmiany szerokości siedziska o 3 cm,
- ręczki regulowane na wysokość,
- uchwyt na kule, laskę,
- kółka antywywrotne,
- zagłówek.

---

Szerokość siedziska (cm)	38 40 43 46 48 50 53	Maksymalna waga użytkownika	130
Szerokość wózka (cm)	56 58 61 64 66 68 71	(kg)	
Szerokość po złożeniu (cm)	28	Minimalna waga wózka (kg)*	16
Głębokość siedziska (cm)	40/43/46	Tylne koło średnica	22"/24"
Wysokość siedziska przód/tył (cm)	43-51/39-43 w wersji Hemi		
Długość całkowita (cm)	96		
Wysokość oparcia (cm)	40/42/44		
Wysokość podłokietników (cm)	23		
Długość z podnóżkiem (cm)	104		

\* W zależności od wybranych opcji