

Dane aktualne na dzień: 24-05-2026 20:10

Link do produktu: <https://akmed.pl/ligaflex-classic-open-stabilizacja-nadgarstka-p-3568.html>



## Ligaflex® Classic Open stabilizacja nadgarstka

Numer katalogowy

**2437 02**

Producent

**Thuasne**

### Opis produktu

Ligaflex® Classic Open 2437 02

- Pełne otwarcie ułatwiające zakładanie i zdejmowanie, rozwiązanie odpowiednie przy obrzęku. Orteza szczególnie zalecana w stanach pourazowych
- Solidna stabilizacja nadgarstka dzięki wygodnej i przepuszczającej promienie RTG stalce
- Antybakteryjna dzianina typu 3D, lekka i oddychająca, skutecznie pochłaniająca wilgoć. Nadaje się do długotrwałego użytkowania

Model oburęczny

Rozmiary

1 - 13 - 17 cm

2 - 17 - 23 cm

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** 1 , 2