

Dane aktualne na dzień: 09-04-2026 16:54

Link do produktu: <https://akmed.pl/ligaflex-classic-stabilizacja-nadgarstka-p-3567.html>



Ligaflex® Classic stabilizacja nadgarstka

Numer katalogowy

2435 02

Producent

Thuasne

Opis produktu

Ligaflex® Classic 2435 02

- Solidna stabilizacja nadgarstka dzięki anatomicznemu kształtowi, możliwości dopasowania stalki i przezierności dla promieni RTG
- Antybakteryjna dzianina typu 3D, lekka i oddychająca, skutecznie pochłaniająca wilgoć, nadaje się do długotrwałego użytkowania
- Równomierna stabilizacja dzięki paskom 2 w 1

2 modele: prawy i lewy

Rozmiary

- 1 - 13 - 15 cm
- 2 - 15,5 - 17,5 cm
- 3 - 18 - 20 cm
- 4 - 20,5 - 23 cm

Produkt posiada dodatkowe opcje:

TYP: lewy , prawy

Rozmiar: 1 , 2 , 3 , 4

Kolor: beżowy , czarny