

Dane aktualne na dzień: 09-04-2026 18:12

Link do produktu: <https://akmed.pl/ligaflex-immo-stabilizacja-nadgarstka-p-3570.html>



## Ligaflex® Immo stabilizacja nadgarstka

Numer katalogowy **7080 02**

Producent **Thuasne**

### Opis produktu

Ligaflex® Immo 7080 02

- Solidna stabilizacja nadgarstka w wyproście za sprawą 2 stalek na część dłoniową i grzbietową ręki o anatomicznym kształcie. Wygodne, przepuszczające promienie RTG stalki
- Długość zapewniająca optymalne unieruchomienie
- Adaptowalna orteza z zestawem dodatkowych wzmocnień. Możliwość unieruchomienia: w zgięciu lub w zgięciu "łokciowym"
- Antybakteryjna dzianina typu 3D, lekka i oddychająca, skutecznie pochłaniająca wilgoć. Nadaje się do długotrwałego użytkowania

### 2 modele: prawy i lewy

Rozmiary:

1 -13 - 15 cm

2 -15,5 - 17,5 cm

3 -18 - 20 cm

4 -20,5 - 23 cm

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** 1 , 2 , 3 , 4

**TYP:** lewy , prawy