

Link do produktu: <https://akmed.pl/ligaflex-manu-stabilizacja-kciuka-i-nadgarstka-p-3566.html>



Ligaflex® Manu stabilizacja kciuka i nadgarstka

Numer katalogowy	2430 02
Producent	Thuasne

Opis produktu

Ligaflex® Manu 2430 02

- Solidna stabilizacja kciuka i nadgarstka dzięki 2 anatomicznym wygodnym i przepuszczającym promienie RTG stalkom (podparcie dłoni i kciuka)
- Bakteriostatyczna dzianina typu 3D, lekka i oddychająca, skutecznie pochłaniająca wilgoć. Nadaje się do długotrwałego użytkowania

2 modele: prawy i lewy

Rozmiary:

- 1 - 13 - 15 cm
- 2 - 15,5 - 17,5 cm
- 3 - 18 - 20 cm
- 4 - 20,5 - 23 cm

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: 1 , 2 , 3 , 4

Kolor: beżowy , czarny

TYP: lewy , prawy