
Dane aktualne na dzień: 24-05-2026 20:01

Link do produktu: <https://akmed.pl/ligaflex-pas-objczykowy-p-3565.html>

Ligaflex® pas obojczykowy

Numer katalogowy **2450 02**

Producent **Thuasne**



Opis produktu

Pas obojczykowy Ligaflex® 2450 02

- Bezpieczne unieruchomienie dzięki docinanym pasom dopasowującym rozmiar do pacjenta
- Grzbietowa wkładka wykonana z pianki dla uzyskania optymalnej wygody
- System mocowania za pomocą rzepów

Występuje w wersji Junior