

---

Dane aktualne na dzień: 09-04-2026 11:39

Link do produktu: <https://akmed.pl/ligaflex-pas-obojczykowy-p-3612.html>

## Ligaflex® pas obojczykowy

Numer katalogowy **2640 01**

Producent **Thuasne**



### Opis produktu

Pas obojczykowy Ligaflex® 2640 01

Pas unieruchamiający obojczyk

- Bezpieczne unieruchomienie dzięki dopasowaniu do wymiarów dziecka za pomocą systemu docinanych pasów (szerokość barków poniżej 34 cm)
- Grzbietowa wkładka z pianki dla uzyskania optymalnej wygody
- System mocowania za pomocą rzepów

Rozmiar uniwersalny (szerokość barków)