

Dane aktualne na dzień: 09-04-2026 15:25

Link do produktu: <https://akmed.pl/ligaflex-rhizo-stabilizacja-nadgarstka-p-3571.html>



## Ligaflex® Rhizo stabilizacja nadgarstka

Numer katalogowy	<b>7090 02</b>
Producent	<b>Thuasne</b>

### Opis produktu

Ligaflex® Rhizo 7090 02

- Unieruchomienie kciuka w pozycji przeciwbólowej za pomocą opatentowanej ramki w obrębie kłębu kciuka
- Zapięcie ortezy eliminuje ucisk bolesnego obszaru
- Produkt szczególnie pomocny przy zwyrodnieniu podstawy kciuka
- Zachowana możliwość chwytania i zakres ruchów nadgarstka
- Antybakteryjna dzianina typu 3D, lekka i oddychająca, skutecznie pochłaniająca wilgoć. Nadaje się do długotrwałego użytkowania

2 modele: prawy i lewy

Obwód nadgarstka  
1 - 13 - 17 cm  
2 - 17 - 23 cm

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** 1 , 2

**TYP:** lewy , prawy