


Link do produktu: <https://akmed.pl/linka-do-cwiczen-tone-tube-1-4-m-slaba-zielona-p-8216.html>

## Linka do ćwiczeń TONE-TUBE 1,4 m (słaba zielona)



Numer katalogowy

**9157**

Producent

**Halcamp**

### Opis produktu

Linki do ćwiczeń są wygodnym i poręcznym narzędziem sprzyjającym efektywnym ćwiczeniom dolnych i górnych partii mięśniowych. Umożliwiają wykonywanie ćwiczeń z oporem, usprawniają zakresy ruchomości stawów i siłę mięśni.

Dzięki elastycznym właściwościom są idealnym produktem urozmaicającym ćwiczenia grupowe w klubach fitness, jak również do indywidualnego treningu. Mimo, że produkt nie jest wyrobem medycznym znajduje zastosowanie w Gabinetach Rehabilitacyjnych.

Piankowe uchwyty zapewniają wygodne, komfortowe i bezpieczne użytkowanie.

Linki wykonane są z lateksu bez użycia niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia związków - nie zawierają FTALANÓW oraz METALI CIĘŻKICH czego dowodzi wynik testu RoHS.

Rozmiar: 1,4 m

Kolor: zielony