


Dane aktualne na dzień: 24-05-2026 20:09

Link do produktu: <https://akmed.pl/linka-mocna-niebieska-tone-8-p-8156.html>

## Linka (mocna-niebieska) TONE-8



Numer katalogowy

**7189**

Producent

**Halcamp**

### Opis produktu

Linki do ćwiczeń są wygodnym i poręcznym narzędziem sprzyjającym efektywnym ćwiczeniom górnych partii mięśniowych, głównie ćwiczeń ramion. Mogą być również wykorzystane do ćwiczeń dolnych partii mięśniowych, głównie nóg.

Dzięki elastycznym właściwościom są idealnym produktem urozmaicającym ćwiczenia grupowe w klubach fitness, jak również do indywidualnego treningu.

Piankowe uchwyty zapewniają wygodne, komfortowe i bezpieczne użytkowanie.

Linki wykonane są z lateksu bez użycia niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia związków - nie zawierają FTALANÓW oraz METALI CIĘŻKICH czego dowodzi wynik testu RoHS.

Rozmiar: 40 x 20 cm

Kolor: niebieski