


Dane aktualne na dzień: 24-05-2026 19:28

Link do produktu: <https://akmed.pl/linka-srednia-czerwona-tone-0-p-8153.html>

## Linka (średnia-czerwona) TONE-0



Numer katalogowy

**7186**

Producent

**Halcamp**

### Opis produktu

Linki do ćwiczeń są wygodnym i poręcznym narzędziem sprzyjającym efektywnym ćwiczeniom dolnych partii mięśniowych, głównie nóg. Mogą być również wykorzystane do ćwiczeń górnych partii mięśniowych, głównie ramion.

Dzięki elastycznym właściwościom są idealnym produktem urozmaicającym ćwiczenia grupowe w klubach fitness, jak również do indywidualnego treningu.

Piankowe uchwyty zapewniają wygodne, komfortowe i bezpieczne użytkowanie.

Linki wykonane są z lateksu bez użycia niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia związków - nie zawierają FTALANÓW oraz METALI CIĘŻKICH czego dowodzi wynik testu RoHS.

Średnica: Ø 20 cm

Kolor: czerwony