

Link do produktu: <https://akmed.pl/lozko-rehabilitacyjne-dla-osob-ciezkich-interval-xxl-p-1412.html>



## Łóżko rehabilitacyjne dla osób ciężkich INTERVAL XXL

Numer katalogowy **INTERVAL XXL**

Producent **Vermeiren**

### Opis produktu

Łóżko do opieki domowej, sterowane pilotem dla osób bardzo ciężkich ważących do 240 kg . Konstrukcja krzyżakowa. Wysoki standard jakościowy i funkcjonalny sprawia , że INTERVAL jest doskonałym łóżkiem wspierającym proces pielęgnacji i rehabilitacji oraz podnosi jakość życia osób leżących. Całość zabudowy wykonana z płyty oraz drewna w dwukolorowej tonacji sprawia , że łóżko prezentuje się w domu znakomicie i niczym nie przypomina typowych łóżek szpitalnych. Łóżko może być wyposażone w barierki metalowe (opcja).

### Dwie wersje leża:

INTERVAL 2 - trzy segmentowe,

INTERVAL 3 - czterosegmentowe

### Funkcje:

- płynna regulacja wysokości leża na pilota,
- płynna regulacja kąta nachylenia wezgiłowia na pilota,
- płynna regulacja kąta nachylenia segmentu uda na pilota - INTERVAL 3,
- manualna regulacja kąta nachylenia segmentu łydki,
- siłowniki LINAK,
- wysięgnik i barierki na wyposażeniu,
- leże z kształtek plastikowych,
- łóżko dostarczane na systemie transportowym.