

Link do produktu: <https://akmed.pl/lozko-rehabilitacyjne-krzyzakowe-interval-p-1411.html>



Łóżko rehabilitacyjne krzyżakowe INTERVAL

Numer katalogowy	INTERVAL
Producent	Vermeiren

Opis produktu

Łóżko do opieki domowej, sterowane pilotem . Konstrukcja krzyżakowa. Wysoki standard jakościowy i funkcjonalny sprawia , że INTERVAL jest doskonałym łóżkiem wspierającym proces pielęgnacji i rehabilitacji oraz podnosi jakość życia osób leżących. Całość zabudowy wykonana z płyty oraz drewna w dwukolorowej tonacji sprawia , że łóżko prezentuje się w domu znakomicie i niczym nie przypomina typowych łóżek szpitalnych.

Dwie wersje leża:

INTERVAL 2 - trzy segmentowe,

INTERVAL 3 - czterosegmentowe

Funkcje:

- płynna regulacja wysokości leża na pilota,
- płynna regulacja kąta nachylenia wezglowia na pilota,
- płynna regulacja kąta nachylenia segmentu uda na pilota - INTERVAL 3,
- manualna regulacja kąta nachylenia segmentu łydki,
- siłowniki LINAK,
- wysięgnik i barierki na wyposażeniu,
- leże z kształtek plastikowych,
- łóżko dostarczane na systemie transportowym.