

Link do produktu: <https://akmed.pl/lozko-rehabilitacyjne-sterowane-elektrycznie-domiflex-p-1571.html>

Łóżko rehabilitacyjne sterowane elektrycznie DOMIFLEX



Numer katalogowy **BOCK-D-261 A039**

Producent **Timago**

Opis produktu

Łóżko rehabilitacyjne, sterowane elektrycznie, przeznaczone dla osób starszych lub trwale leżących, niepełnosprawnych lub pozostających w domu, mających problem z samodzielnym wstaniem bądź ułożeniem się na łóżku. Leże posiada cztery obszary sterowane elektrycznie za pomocą pilota - ruchome obszary głowy i tułowia, górnego oraz dolnego odcinka nóg oraz nieruchomego obszaru dolnej części kręgosłupa.

Cechy:

- stalowa, wytrzymała rama malowana proszkowo
- estetyczne wykończenie łóżka w kolorze Havanna
- 4-częściowe łamane łoża drewniane lub metalowe (opcja)
- precyzyjne i trwałe siłowniki sterujące
- regulacja wysokości w zakresie od 40 do 81 cm
- regulacja kąta zagłówka od 0° do 70°
- stabilne barierki boczne
- możliwość transportu pacjenta
- prosty montaż, demontaż i transport
- wytrzymałe, silikonowe uchwyty poprzeczek łoża
- wysięgnik z uchwytem w standardzie
- możliwość zastosowania systemu Ripolux® (opcja)
- możliwość wyposażenia w funkcję Trendelenburga/ anty-Trendelenburga (opcja)
- możliwość zamówienia stelaża o wymiarach 90x220 cm (opcja)

Bezpieczeństwo:

- podstawowy bezpiecznik we wtyczce zasilania
- dodatkowy bezpiecznik wtórny
- system izolacji termicznej
- precyzyjny pilot z wbudowaną blokadą ustawień
- 4 koła transportowe z blokadą
- barierki boczne z blokadą opuszczania
- specjalny spiralny kabel sieciowy
- wspornik zapobiegający skręceniu kabli
- system IPX4 (zabezpieczający przed wnikaniem wody)
- system 24V (niskiego napięcia w siłownikach)

Specyfikacja	
Waga całkowita	~82kg
Wymiar stelaża	90x200 cm
Wymiar zewnętrzny	103x221 cm
Bezpieczna ładowność	170 kg
Maksymalne obciążenie	135 kg
Regulacja wysokości	40-81 cm
Regulacja zagłówka	0° do 70°
Wysokość podnośnika od podłoża	23cm
Wysokość poręczy bocznych	38,5 cm

Domiflex – stelaż drewniany: KOD BOCK-D-261 A039

Domiflex – stelaż metalowy: KOD BOCK-D-265 A026

Domiflex – stelaż drewniany, funkcja Trendelenburga, anty-Trendelenburga KOD BOCK-D-261 A014

Domiflex – system Ripolux® KOD BOCK-D-261 A016

Domiflex – stelaż drewniany 90x220 cm KOD BOCK-D-261 A029