

Link do produktu: <https://akmed.pl/lozko-rehabilitacyjno-pielęgnacyjne-luna-2-p-1409.html>

## Łóżko rehabilitacyjno pielęgnacyjne LUNA 2



Numer katalogowy	<b>LUNA 2</b>
Producent	<b>Vermeiren</b>

### Opis produktu

Luna 2 jest rozbudowaną wersją modelu LUNA Basic 2 z zabudowanymi panelami od strony głowy i nóg. Jest łóżkiem do opieki domowej, sterowane pilotem. Leże można zamontować na dwóch wysokościach, wyżej bądź niżej, bardzo istotna cecha dla osób wysokich i niskich. VERMEIREN jest świadomym i odpowiedzialnym producentem, który przy projektowaniu swoich wyrobów w słuchuje się w sugestie i opinie zarówno użytkowników jak również pracowników wypożyczalni oraz sklepów medycznych i dopasowuje je do ich wymagań. Wysoki standard jakościowy i funkcjonalny sprawia, że LUNA jest doskonałym łóżkiem wspierającym proces pielęgnacji i rehabilitacji oraz podnosi jakość życia osób leżących.

#### Funkcje:

- Dwie wysokości zawieszenia leża, wyżej-niżej,
- leże cztero-segmentowe,
- płynna regulacja wysokości leża na pilota,
- pozycja anty-trendelenburga,
- płynna regulacja kąta nachylenia wezgłowia na pilota,
- płynna regulacja kąta nachylenia segmentu uda na pilota,
- manualna regulacja kąta nachylenia segmentu,
- siłowniki LINAK,
- obudowa skrzynkowa w kolorze drzewa bukowego,
- wysięgnik,
- barierki,
- leże metalowe,
- łóżko dostarczane na systemie transportowym.